



# ROHO® MOSAIC®

Komfort und Schutz

permobil





## Konzipiert für Komfort

Das MOSAIC Kissen passt sich den ganzen Tag über an Ihre Körperform und Ihre Bewegungen an und ist somit perfekt für Komfort konzipiert. Dank anatomisch besser entwickelten Zellhöhen und einer noch effektiveren, kontrollierten Luftzirkulation können Sie jetzt noch länger und schmerzfreier sitzen.

## Bewährter Schutz

MOSAIC bietet mit der bekannten luftzellenbasierten ROHO Technologie vorbeugenden Schutz für Haut und Weichgewebe. Das Design des MOSAIC Kissens ermöglicht bequemes Einsinken. Es passt sich an die spezifischen Konturen Ihres Körpers an und bewegt sich mit Ihnen.

## Die Vorteile von MOSAIC

ROHO MOSAIC ist konzipiert für:



HAUT UND  
GEWEBESCHUTZ



KOMFORT

## Produktspezifikationen

Größen	41 cm x 41 cm
	41 cm x 46 cm
	44 cm x 44 cm
	46 cm x 41 cm
	46 cm x 46 cm
	51 cm x 46 cm
Nutzergewicht max.	143 kg
Produktgewicht	0,6 kg*
Bezugart	Inkontinenzbezug
Bezugmaterial	DEHP-freies Polyvinyl
Garantie für das Kissen	24 Monate eingeschränkte Garantie
Garantie für den Bezug	6 Monate eingeschränkte Garantie
Lieferumfang	Bezug, Pumpe, Gebrauchsanleitung.

\*Das Produktgewicht ist je nach Kissengröße unterschiedlich.

## Zweckbestimmter Gebrauch

Das Mosaic Kissen ist für Personen bestimmt, bei denen

- das Risiko der Schädigung von Haut/Weichgewebe besteht
- Empfindungsstörungen im Bereich der Sitzfläche bestehen
- Beschwerden infolge von langem Sitzen auftreten

©2018 Permobil. Die folgenden Produkte sind eingetragene Handelsmarken der ROHO Inc: MOSAIC®, ROHO®. Permobil verfolgt eine Politik der ständigen Produktverbesserung und behält sich das Recht vor, dieses Dokument zu ändern. Eine aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie unter permobil.com.