

permobil

KISSEN DER
SELECT SERIES

ROHO[®]

**AUSSERGEWÖHNLICH.
GENAU WIE SIE.**

EXZELLENTER SCHUTZ VOR HAUT- UND WEICHGEWEBEDEFEKTEN HAT SICH NOCH NIE SO GUT ANGEFÜHLT

Die SELECT Series von ROHO®

Die SELECT Series ist eine der vielen beliebten Produktlinien von ROHO. Grund dafür ist das revolutionäre ISOFLO® Memory Control, das höchsten Schutz vor Haut- und Weichgewebedefekten bietet und eine zuverlässige Positionierung ermöglicht. ISOFLO ist eine anpassbare, schnelle und einfache Lösung zur Stabilisierung und Positionierung von Rollstuhlfahrern.

VORTEILE

Schutz vor Haut- und Weichgewebedefekten

Die ROHO® DRY FLOATATION®-Technologie stützt sich auf mehr als 45 Jahre Forschung und individuelle Erfahrung und ist hocheffektiv in der Durchblutungsförderung, indem sie die Körperform ihres Benutzers erkennt und nachahmt.

Dank des revolutionären ISOFLO Memory Control, das sich auf Knopfdruck an die Konturen des Benutzers anpasst, gehören die Kissen der Select Series zu den beliebtesten Produktlinien von ROHO. Mit ISOFLO Memory Control erhalten Rollstuhlfahrer eine anpassbare, schnelle und einfache Lösung zur Positionierung und Stabilisierung.

„Ich liebe mein QUADTRO SELECT-Kissen und ich finde es ziemlich cool! Mit ihm sitze ich besser in meinem Rollstuhl und kann meine Haut schützen.“

Abel Rose – Waxahachie, Texas



MERKMALE

Die perfekte Sitzposition zu finden, war noch nie so einfach

Beim ISOFLO Memory Control von ROHO, dem Herzstück aller Kissen der SELECT Series, strömt die Luft in zwei verschiedenen Weisen durch das Kissen:



Im Modus ISOFLO „open“ kann die Luft ähnlich wie beim Single Compartment-Kissen von ROHO frei durch das gesamte Kissen strömen.



Im Modus ISOFLO „verriegelt“ ist die Luft in vier separaten Quadranten eingeschlossen und ermöglicht so Stabilität und Positionierung.

PRODUKTE



ROHO QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE®-Kissen

Höhe ca.: 10,5 cm

Einsinktiefe ca.: 9 cm

Ausgleich von Beckenschiefstand bis zu ca. 7,5 cm



ROHO QUADTRO SELECT LOW PROFILE®-Kissen

Höhe ca.: 5,5 cm

Einsinktiefe ca.: 4 cm

Ausgleich von Beckenschiefstand bis zu ca. 2,5 cm



ROHO CONTOUR SELECT®-Kissen

Höhe ca. (Höhe aus mehreren Zellen): 5,5-10,5 cm

Einsinktiefe ca.: 4 cm

Ausgleich von Beckenschiefstand bis zu ca. 2,5 cm



WARUM ROHO?

Schutz

ROHO ist weltweit führend im Bereich der Sitzlösungen zum Schutz vor und zur Behandlung von Druckschädigungen bis in tiefere Gewebeschichten hinein und zum Schutz vor Haut- und Weichgewebedefekten.

Nachweis

ROHO hat sich bislang über 90 wissenschaftlichen und klinischen Studien unterzogen, in denen bestätigt und nachgewiesen wurde, dass ein ROHO DRY FLOATATION®-Kissen Druckschädigungen bis in tiefere Gewebeschichten hinein heilt, behandelt und vorbeugt.

Einstellbarkeit

ROHO DRY FLOATATION®-Kissen können, anders als Schaumstoffprodukte, immer wieder an den Körper des Patienten angepasst werden – jetzt und auch nach Monaten und Jahren, denn Menschen verändern sich.

Anpassbarkeit

ROHO DRY FLOATATION®-Kissen unterstützen die Verlagerungen und Bewegungen, die ihr Benutzer im Laufe eines Tages ausführt.

Haltbarkeit

Die hohe Qualität des von ROHO speziell entwickelten Neoprens und unserer nach ISO zertifizierten Herstellungsprozesse geben Ihnen die Sicherheit, dass Ihr Kissen auch nach vielen Jahren noch einwandfrei funktioniert.



ROHO QUADTRO SELECT®-KISSEN

ANWENDUNGSBEREICHE

Ausgehend von klinischen, wissenschaftlichen und technischen Untersuchungen eignet sich dieses Produkt für Personen:

- mit früheren Haut-/Weichgewebedefekten und/oder Druckstellen jeder Art und Schwere (auch in tieferen Gewebeschichten), Hauttransplantationen und/oder Haut-Muskel-Lappen-Operationen
- mit akuten Haut-/Weichgewebedefekten und/oder Druckstellen jeder Art und Schwere (auch in tieferen Gewebeschichten)
- bei denen ein Risiko für Haut-/Weichgewebedefekte besteht
- mit normalen oder eingeschränkten Empfindungen
- die erhöhte Stabilität brauchen
- bei denen ein Beckenschiefstand (medialateral und/oder anterior-posterior) korrigiert werden muss
- bei denen rechter und linker Oberschenkel unterschiedlich gelagert werden müssen

TECHNISCHE DATEN

LIEFERUMFANG: QUADTRO SELECT HIGH PROFILE (hohes), MID PROFILE (mittelhohes) oder LOW PROFILE (niedriges) Kissen, Bezug aus Zwei-Wege-Stretch, Handpumpe, Reparaturset und Bedienungsanleitung.

AUFBAU: Schwer entflammables Neopren (ohne Latex).

GRÖSSEN*: Passend für Stuhlbreite

HIGH PROFILE - 28 cm bis 63,5 cm

LOW PROFILE - 25,5 cm bis 61 cm

*Anpassung nach Kundenwünschen und individuelle Größen erhältlich

GEWICHT: Variiert je nach Größe, etwa 1,6 kg

MAXIMAL BELASTBAR BIS: Unbegrenzt (das Kissen muss die geeignete Größe für den Benutzer haben)

GARANTIE AUF DAS KISSEN: 36 Monate beschränkte Garantie

GARANTIE AUF DEN BEZUG: 6 Monate beschränkte Garantie

ROHO CONTOUR SELECT®-KISSEN

ANWENDUNGSBEREICHE

Ausgehend von klinischen, wissenschaftlichen oder technischen Untersuchungen eignet sich dieses Produkt für die Personen, die für das QUADTRO SELECT-Kissen genannt wurden, und für Personen:

- denen eine vorkonturierte Sitzfläche gut tut
- deren Beine ausgerichtet werden müssen
- die mehr Stabilität im Beckenbereich brauchen – die vorkonturierte Oberfläche des Kissens sorgt für eine stabile Positionierung
- bei denen ein Beckenschiefstand bis etwa 2,5 cm ausgeglichen werden muss

TECHNISCHE DATEN

LIEFERUMFANG: CONTOUR SELECT-Kissen, Bezug aus Zwei-Wege-Stretch, Handpumpe, Reparaturset und Bedienungsanleitung.

AUFBAU: Schwer entflammables Neopren (ohne Latex)

GRÖSSEN*: Passend für Stuhlbreite - 33 cm bis 61 cm

*Anpassung nach Kundenwünschen und individuelle Größen erhältlich

GEWICHT: Variiert je nach Größe, etwa 1,4 kg

MAXIMAL BELASTBAR BIS: Unbegrenzt (das Kissen muss die geeignete Größe für den Benutzer haben)

GARANTIE AUF DAS KISSEN: 36 Monate beschränkte Garantie

GARANTIE AUF DEN BEZUG: 6 Monate beschränkte Garantie

WARUM ROHO?



Fachkompetenz

ROHO stellt bereits seit mehr als 45 Jahren Kissen her. Aktuell sind über eine Million Kissen in mehr als 65 Ländern auf der ganzen Welt in Gebrauch.

Führungsposition

Wir arbeiten aktiv mit Experten und Verbänden aus der Branche zusammen und lassen uns von dem erlesenen wissenschaftlichen Beirat von ROHO beraten, dem weltweit führende Forscher auf dem Gebiet der Druckschädigungen angehören.

Leidenschaft

Wir bieten unerreichten Kundendienst und eine hervorragende Produktgarantie und -gewährleistung, damit unsere Kunden von besten Produkten und exzellentem Service profitieren.

©2016 ROHO, Inc. Nachfolgend sind die Warenzeichen und eingetragenen Marken von ROHO, Inc aufgeführt:

CONTOUR SELECT®, DRY FLOATATION®, HIGH PROFILE®, ISOFLO®, LOW PROFILE®, MID PROFILE™, QUADTRO SELECT®, ROHO® und shape fitting technology®.

Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Bestellung und Anpassung von ROHO-Produkten von einem zertifizierten Reha-Fachmann beraten zu lassen.

permobil

ROHO



The Quality Management System of ROHO, Inc. is certified to ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.