

## Vorgehensweise zur Erstellung eines ROHO Maßblattes:


- Schritt 1:** Spezifizieren Sie das gewünschte Kissenmodell durch Ankreuzen des Grundmodells und Angabe der Kissengröße. (Bitte beachten Sie, dass ein Quadro Select mindestens 6x6 Noppen groß sein muss und ein Contour Select mindestens 8x8 Noppen.)
- Schritt 2:** Zeichnen Sie eventuell zusätzliche Ventile ein.
- Schritt 3:** Geben Sie die Höhe jeder einzelnen Zelle an, wenn nicht alle Noppen die gleiche Höhe haben sollen. (Beachten Sie dazu bitte die untenstehenden Hinweise zur Markierung.)
- Schritt 4:** Wenn das Kissen mehr als ein Ventil / eine Kammer haben soll, kennzeichnen Sie bitte mit einer Linie, wo die Kammertrennung verlaufen soll.
- Schritt 5:** Wenn Klettbänder an der Unterseite des Kissens befestigt werden sollen, kennzeichnen Sie die Stelle bitte mit einer gestrichelten Linie.
- Schritt 6:** Geben Sie an, ob ein zusätzlicher Ersatzbezug für das Kissen gewünscht ist.

## Hinweise zur Markierung:

Bitte kennzeichnen Sie die Felder / Noppen mit der jeweiligen Kennzahl für die Noppenhöhe. Wenn Noppen entfernt werden sollen, markieren Sie das betreffende Feld mit einem „X“, an der Stelle befindet sich dann nur noch die Bodenplatte. Möchten Sie bei Aussparungen keine Bodenplatte, geben Sie dies bitte an. Wenn wir keine ausdrückliche Information erhalten, bleibt die Bodenplatte automatisch bestehen.

1	Noppenhöhe 2,5 cm
2	Noppenhöhe 5 cm
3	Noppenhöhe 7,5 cm
4	Noppenhöhe 10 cm
X	Keine Noppe

_____	Kammertrennung
.....	Klettband



Erläuterung: 2-Kammerkissen mit 8x8 Noppenreihen und 3" = 7,5cm Noppenhöhe. Im hinteren Bereich wurden Noppen entfernt (Bodenplatte bleibt bestehen). Die Kammern sind zwischen der D & E Reihe getrennt, das zusätzliche Ventil befindet sich in der vorderen rechten Ecke.

Kundennummer: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 Kommission: \_\_\_\_\_  
 Unterschrift KD: \_\_\_\_\_

Bestelldatum: \_\_\_\_\_

Kostenvoranschlag: ☐  
 Bestellung: ☐

ANMERKUNGEN: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Auswahl des Grundmodells:

- ☐ Quadtro Select 10 cm  
☐ Quadtro Select 5 cm  
☐ Contour Select  
☐ 1-Kammer 5 cm  
☐ 1-Kammer 10 cm  
☐ Anderes \_\_\_\_\_

☐ zusätzlicher Ersatzbezug

Bei Aussparung soll Bodenplatte bestehen bleiben:

ja ☐ nein ☐

Benötigte Kissengröße  
 (Breite x Tiefe): \_\_\_\_\_

		Vorne																		← Breite →	
Ventil		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
Tiefe ↑ ↓	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

Hinten

Permobil GmbH  
 Brandenburgerstr. 2-4  
 40880 Ratingen  
 Tel.: 02102 943400  
 Fax: 02102 7704962  
 info@permobil.de