



Permobil Group

TILITE OPTIES



VOORWIELEN

- ❶ **FW2** 3"x0,75" Light-Up micro-wiel
- ❷ **FW24** 3"x1,5" LiteSpeed billet-aluminium wiel met Soft Roll-band - zilveren wielnaaf OF zwarte wielnaaf
- ❸ **FW25** 4"x0,75" LiteSpeed billet-aluminium wiel met polyurethaan band - zilveren wielnaaf OF zwarte wielnaaf
- ❹ **FW27** 4"x1,5" LiteSpeed billet-aluminium wiel met Soft Roll-band - zilveren wielnaaf OF zwarte wielnaaf
- ❺ **FW6** 5"x1" kunststof wiel met polyurethaan band
- ❻ **FW30** 5"x1,5" LiteSpeed billet-aluminium wiel met Soft Roll-band - zilveren wielnaaf OF zwarte wielnaaf
- ❼ **FW28** 5"x1,5" LiteSpeed kunststof wiel met Soft Roll-band
- ❽ **FW33** 6"x1,5" LiteSpeed billet-aluminium wiel met Soft Roll-band - zilveren wielnaaf OF zwarte wielnaaf

Extra opties voor voorwiel niet weergegeven

- FW1** 3"x0,75" Micro-wiel
- FW14** 4"x0,75" kunststof wiel met polyurethaan band
- FW3** 4"x0,75" Light-Up micro-wiel
- FW26** 4"x1,5" LiteSpeed kunststof wiel met Soft Roll-band
- FW29** 5"x0,75" LiteSpeed billet-aluminium wiel met polyurethaan band - zilveren wielnaaf OF zwarte wielnaaf
- FW9** 6"x1" kunststof wiel met polyurethaan band
- FW34** 6"x1" LiteSpeed billet-aluminium wiel met polyurethaan band - zilveren wielnaaf OF zwarte wielnaaf
- FW31** 6"x1,25" LiteSpeed billet-aluminium wiel met luchtband - zilveren wielnaaf OF zwarte wielnaaf
- FW32** 6"x1,5" LiteSpeed kunststof wiel met Soft Roll-band



VOORVORKEN

- ❶ **GL1** Glide™ vorkvering
- ❷ **GL2** Glide™ enkelzijdige vorkvering
- ❸ **FK1** TiLite standaardvork
- ❹ **FK2** TiLite Slipstream enkelzijdige vork



ASSEN

- ❶ **AXL1** RVS-quick release
- ❷ **AXL3** Quad-quick release

Extra opties voor assen niet weergegeven

- AXL2** Titanium quick release



- ❶ **RW14** SHADOW
- ❷ **RW13** TWIN-STAR SHADOW
wielen exchange

- ❸ **RW15** Topolino CarbonCore
- ❹ **RW7** Spinergy SPOX
- ❺ **RW8** Spinergy LX
- ❻ **RW11** Sky way mags



Beschikbaar in de maten 20" [451], 22" [501], 24" [540], 25" [559] en 26" [590].



Beschikbaar in de maten 24" [540], 25" [559] en 26" [590].



Beschikbaar in de maten 24" [540] en 25" [559].



Beschikbaar in de maten 22" [501], 24" [540], 25" [559] en 26" [590].

Beschikbare
spaakkleuren



Beschikbaar in de maten 22" [501], 24" [540], 25" [559] en 26" [590].

Beschikbare
spaakkleuren



Beschikbaar in de maten 22" [501] en 24" [540].

ACHTERBANDEN

LUCHTACHTERBANDEN

- ❶ **RTR1** Profielbanden 22"([501]), 24"([540]) en 26"([590])
- ❷ **RTR3** Primobanden met profiel 25"([559])
- ❸ **RTR4** Primobanden met visgraat 20"([451]), 22"([501]), 24"([540]), 25"([559]) en 26"([590])
- ❹ **RTR16** Kenda® Grey High Pressure 20"([451])
- ❺ **RTR5** Kenda® High Pressure 24"([540]), 25"([559]) en 26"([590])
- ❻ **RTR6** Grof blok profiel, grijs 24"([540])
- ❼ **RTR7** Grof blok profiel, zwart 26"([590])
- ❽ **RTR8** Schwalbe® Marathon Plus Evolution 24"([540]), 25"([559]) en 26"([590])
- ❾ **RTR9** Schwalbe® SpeedRun 24"([540]) en 25"([559])

MASSIEVE ACHTERBANDEN

- ❿ **RTR10** Straat profiel 20"([451])
- ⓫ **RTR11** Massieve band 22"([501])
- ⓬ **RTR13** Massief 24"([540]) en 25"([559])
- ⓭ **RTR15** Massieve band met profiel 24"([540]) en 25"([559])

Beschikbare kleuren



❶



❷



❸



❹



❺



❻



❼



❽



❾



❿



⓫



⓬



⓭

HOEPELS

- ❶ **RIM1** Aluminium – zilver geanodiseerd
- ❷ **RIM21** Aluminium – zwart geanodiseerd
- ❸ **RIM12** Titanium – mat

HOEPELS VAN OUT-FRONT®

- ❹ **RIM14** De Natural-Fit® Standard Grip (origineel, breder profiel)
- ❺ **RIM18** De Natural-Fit® LT Super Grip (lager gewicht, smaller profiel)
- ❻ **RIM10** The Surge (All-In-One Oval met Gription™ Strip, breder profiel)
- ❼ **RIM11** The Surge LT (All-In-One Oval met Gription™ Strip, smaller profiel)
- ❽ **RIM20** Q-Grip (exclusieve coating voor hoge wrijving en anti-slip)

EXTRA HOEPELS

- ❾ **RIM9** Spinergy Flex hoepel
- ❿ **RIM5** Kunststof coating
- ⓫ **RIM6** Knopgrepen – 8 verticale knopgrepen



❶



❷



❸



❹



❺



❹



❺



❻



❼





❽




❽

BEKLEDING RUGLEUNING


- ❶ **BUP2** Klittenband spanbanden
- ❷ **BUP3** Volledig naspanbare rugbekleding
- ❸ **BUP4** Ride Designs® Corbac™ instelbare contour-rugsteun
- ❹ **BUP5** Ademende bekleding
- ❺ **UPC3** Ultrasuede rugleuningstrook



❷



❸



❹



❺




Beschikbare kleuren

NiteLite reflecterend materiaal


BEKLEDING ZITTING

- ❶ **SUP1** Standaard, naspanbare geschroefde zitting
- ❷ **SUP2** Spanbanden zitting
- ❸ **SUP3** Aluminium vast zitplaat
- ❹ **SUP4** Standaard naspanbare zitting
- ❺ **SUP7** iSleeve™ smartphone-houder onder zitting


Extra opties voor stoelbekleding niet weergegeven

SUP5 Vaste aluminium zitting



❶




❷



❸



❹



❺

WIELVERGRENDelingen

COMPOSITIET WIELVERGRENDELINGEN VAN OUT-FRONT®

- ❶ **WLK7** O-F duwrem OF **WLK8** O-F trekrem (afgebeeld)
- ❷ **WLK9** O-F schaarrem
- ❸ **WLK10** Verlengingshendels voor O-F duwrem OF trekrem

EXTRA WIELVERGRENDELINGEN

- ❹ **WLK5** Zwarte aluminium schaarrem
- ❺ **WLK3** Uni-Lock All-in-One duwrem OF trekrem



❶



❷



❸






❹



❺

ZIJSCHERMEN

- ❶ **SDG7** Carbon recht, uitneembaar
- ❷ **SDG8** Carbon quad, uitneembaar
- ❸ **SDG9** Carbon wegklapbaar stijf
- ❹ **SDG7** Carbon met stootrand verwijderbaar
- ❺ **SDG6** Aluminium met stootrand instelbaar
- ❻ **SDG14** TWIST zijscherm met stootrand en geïntegreerde wielvergrendeling



Extra opties voor zijschermen niet weergegeven

- SDG1** Nylon kledingbeschermer
- SDG2** Aluminium recht uitneembaar
- SDG3** Aluminium quad uitneembaar
- SDG4** Aluminium wegklapbaar stijf
- SDG10** Carbon recht, geschroefd
- SDG11** Carbon met stootrand instelbaar



❶



❷



❸



❹



❺



❻

ARMSTEUNEN

- ❶ **ARM1** Wegzwenkbaar buisvormig
- ❷ **ARM4** Wegzwenkbaar - neerklapbaar en buisvormig
- ❸ **ARM2** Uitneembaar en in hoogte verstelbare armsteun met vast zijscherm
- ❹ **ARM3** Uitneembaar en in hoogte verstelbare armsteun met vast zijscherm en transferbeugel
- ❺ **ARM8** 2-punts neerklapbare armsteun met vast zijscherm
- ❻ **ARM9** 2-punts neerklapbare armsteun met vast zijscherm en transferbeugel



Armsteunoptie

ARM5 Bekleed met zwart ultrasuede



KANTELBEVEILIGINGEN

- ❶ **TIP2** Aluminium opklapbare antitip
- ❷ **TIP5** Centraal gemonteerd zwenkwiel

Extra opties voor kantelbeveiliging niet weergegeven

TIP1 Draaibaar aluminium - zwart

TIP6 Centraal gemonteerd vast wiel



❶



❷

VOETSTEUNEN

VOETSTEUNEN VOOR VASTE STOEL

- ❶ **FTR3** Voetsteun met instelbare hoek
- ❷ **FTR1** Titanium voetsteun met vlakke ABS-kunststofbekleding
- ❸ **FTR2** Titanium voetsteun met open beugel
- ❹ **FTR12** Titanium opklapbare voetsteun
- ❺ **FTR27** Hooggemonteerde opklapbare voetsteun met instelbare diepte en hoek

VOETSTEUNEN VOOR OPVUWSTOEL

- ❻ **FTR5** Opklapbare voetplaat
- ❼ **FTR6** Opklapbare voetplaat uit één stuk
- ❽ **FTR7** In het midden vouwbare eendelige voetplaat, opklapbaar uit één stuk
- ❾ **FTA5** In hoogte verstelbare beensteun met FTR17 eendeling voetplaat opklapbaar, scharnier in het midden (opklapbare voetsteun met instelbare diepte)

LET OP: Raadpleeg de bestelformulieren van TiLite voor een volledig overzicht van de opties voor voetsteunen.



❶



❷



❸



❹



❺



❻



❼



❽



❾

DUWHENDELS

- ❶ **SB20** Met stelschroeven in hoogte verstelbare centraal gemonteerde duwhendel
- ❷ **SB6** Geïntegreerde duwhendels
- ❸ **SB7** Geïntegreerde neerklapbare duwhendels
- ❹ **SB8** Duwhendels met stelschroeven

Extra opties voor duwhendels niet weergegeven

SB9 Met stelschroeven in hoogte verstelbare duwhendels

SB21 TWIST kinderwagenhandgreep



❶



❷



❸



❹

EXTRA OPTIES

- ❶ **SB5** Carbon TiShaft™ rugvrijgavestang - ook beschikbaar in **SB4** titanium en **SB3** aluminium
- ❷ **CBR6** Carbon camberbuis - ook beschikbaar in **CBR3** titanium en **CBR1** aluminium
- ❸ **MPCT2** Neopreen stootbeveiliging met ultrasuede strook
- ❹ **LUG1** Bagagedragers
- ❺ Opbergentas voor zitting **PCH1** klein - zwart nylon, **PCH2** groot - zwart nylon
- ❻ **CBR11** Aluminium camberpluggen zonder speling
- ❼ **SB2 & RSB15** Ronde titanium spanstang - beschikbaar op vaste stoelen (niet beschikbaar op de Aero R of TWIST)



❶



❷



3



4



5



Beschikbare kleuren

NiteLite reflecterend materiaal

Aluminium camberpluggen
zonder speling

6




7

SPOZEE.COM SPAAKBEVEILIGING

- 1 WGRD2 Scooter Frog
- 2 WGRD3 Color Spectrum
- 3 WGRD4 Purple Party



1



2



3

LET OP: Niet alle opties zijn beschikbaar op alle modellen. Raadpleeg de bestelformulieren van TiLite voor beschikbaarheid en prijzen. Prijzen, standaardkenmerken, opties en accessoires kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

MS0001_RevB_Options | © 2015 TiLite, LLC. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken worden aangegeven door de symbolen TM en ®. TiLite, het logo van TiLite logo, Ti, TiFit en The Titanium Experts zijn geregistreerde handelsmerken van TiLite, LLC. Adobe®, Acrobat®, Acrobat Professional® en Reader® zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Inc. Bodypoint® is een geregistreerd handelsmerk van Bodypoint Inc. Kenda® is een geregistreerd handelsmerk van Kenda Rubber Industrial Co Ltd. Ride Designs® en Corbac® zijn geregistreerde handelsmerken van Aspen Seating, LLC. ROHO®, Low Profile® en Quadro Select® zijn geregistreerde handelsmerken van ROHO Inc. Schwalbe® is een geregistreerd handelsmerk van Ralf Bohle GmbH. Supracor®, Stimulite® en Corbee® zijn geregistreerde handelsmerken van Supracor, Inc. The Natural-Fit® is een geregistreerd handelsmerk van Three Rivers Holdings, LLC. Varilite® is een geregistreerd handelsmerk van Cascade Designs, Inc.

TiPro

C O M P O N E N T S

Ter optimalisering van de rijervaring gebruikt TiLite voor elke stoel alleen maar hoogwaardige TiPro-onderdelen.



OPTIMALISEER JE RIJPLEZIER

TiLite ontwerpt en bouwt de beste frames op basis van de beste materialen en biedt TiFit om ervoor te zorgen dat uw stoel tegemoet komt aan uw specifieke behoeften. Maar daar stoppen we niet: Samen met TiPro Components bieden we ook meer opties om uw stoel verder te optimaliseren en uw rijervaring merkbaar te verbeteren.



[TiLite.com/Optimize](https://www.tilite.com/optimize)