



TIFIT. PERSOONLIJKE ERGONOMIE.

TiFit is de kunst om een rolstoel op ergonomische wijze voor u, de gebruiker, te bouwen. De wijze waarop u zit en hoe u in de stoel past vormt de belangrijkste indicatie voor comfort en zelfstandigheid. Op langere termijn kan dit de waarschijnlijkheid voor secundair letsel beïnvloeden. Het belangrijkste dat u kunt doen, is om ervoor te zorgen dat de rolstoel op perfecte wijze op u is aangepast.

Dit is de kern van TiFit. Het verschil tussen een TiFit rolstoel en alle andere stoelen is dat TiFit individueel wordt aangepast: Elke stoel is een op maat gemaakte, optimaal uitgeruste prothese op wielen.



AANGEPASTE CONFIGURATIE.

Aangepaste configuratie biedt u de mogelijkheid om al naar gelang de behoefte opties en componenten aan uw rolstoel toe te voegen. Dit omvat de keuze van de wielen, de aandrijfhoepels, kleuren, wielvergrendeling en nog veel meer. Bij **TiLite.com/optimize** kunt u meer zien over de keuzemogelijkheden van TiLite en waarmee u uw rolstoel naar het volgende niveau brengt. Neem in acht dat de informatie op TiLite alleen in het Engels beschikbaar is.

OVER TILITE.

TiLite biedt één van 's werelds meest innovatieve en gebruikersgerichte assortiment van actieve rolstoelen aan. TiLite ontwikkelt en vervaardigt ultralichte handbewogen rolstoelen van titanium of aluminium, en kunnen worden aangepast aan de exacte specificaties van alle gebruikers. Sinds 2014 maakt TiLite deel uit van Permobil Group.

Contactgegevens van onze verkopers in Nederland vindt u bij **www.TiLite.com**. Neem contact op met de verkoper in uw streek voor meer informatie over TiLite.



Josh Anderson

Vice President en Brand Manager bij TiLite

Op **TiLite.com/TiFitStories** vindt u verhalen die uit het werkelijke leven zijn gegrepen. Luister naar Josh en de anderen in het team wanneer zij het er over hebben dat TiFit nodig is en over de manier waarop TiLite het leven verandert. Deze informatie op TiLite is alleen in het Engels beschikbaar.































Permobil Group

TILITE ROLSTOELEN





The Ultimate Ride™
Ons idee is simpel: een rolstoel met optimale aanpassing, optimale prestaties en één van de mooiste ter wereld.

 Permobil Group	VAST FRAME						OPVOUWBAAR FRAME		KINDEREN/JONGEREN		
	DUBBELE BUIZEN			ENKELE BUIZEN			DUBBELE BUIZEN	KRUISFRAME		ENKELE BUIZEN/UITBREIDINGSBAAR	
											
											
Eigenschappen Frame	Titanium Dubbele Buizen  TiFit Beperkt instelbaar	Titanium Dubbele Buizen  TiFit Volledig instelbaar	Aluninium Dubbele Buizen  TiFit Volledig instelbaar	Titanium Enkele Buizen  TiFit Beperkt instelbaar	Titanium Enkele Buizen  TiFit Volledig instelbaar	Aluminium Enkele Buizen  TiFit Volledig instelbaar	Titanium Dubbele Buizen  TiFit Beperkt instelbaar	Titanium Kruisframe Volledig instelbaar Modulair ontwerp	Aluminium Kruisframe Volledig instelbaar Modulair ontwerp	Aluminium Enkele Buizen Uitbreidingsmogelijkheid Volledig instelbaar	
Transportgewicht*	4,2 kg	5 kg	5,4 kg	4,2 kg	4,9 kg	5,6 kg	5 kg	Vast front 5,9 kg Swing Away 7 kg	Vast front 7,1 kg Swing Away 8,2 kg	5,4 kg	
Zitbreedte	30.5 - 51 cm	30.5 - 51 cm	30.5 - 51 cm	25 - 51 cm	25 - 51 cm	25 - 51 cm	30.5 - 51 cm	30,5 - 56 cm	30,5 - 56 cm	20 - 38 cm (5,1 cm geïntegreerde instelling)	
Zitdiepte	30.5 - 51 cm	30.5 - 51 cm	30.5 - 51 cm	25 - 51 cm	25 - 51 cm	25 - 51 cm	35,5 - 51 cm	30.5 - 51 cm	30.5 - 51 cm	20 - 40.5 cm (7,6 cm geïntegreerde instelling)	
Zithoogte voor	38 - 53 cm	38 - 53 cm	38 - 53 cm	40.5 - 53 cm	40.5 - 53 cm	40.5 - 53 cm	38 - 53,5 cm	34 - 53.5 cm	34 - 54.5 cm	33 - 54.5 cm (tot 5,7 cm geïntegreerde instelling)	
Zithoogte achter	32 - 53 cm	33 - 53 cm	33 - 53 cm	32 - 51 cm	32 - 51 cm	32 - 51 cm	34,5 - 53,5 cm	33 - 51 cm	33 - 51 cm	30.5 - 49.5 cm (tot 8.9 cm geïntegreerde instelling)	
Framehelling voor	60°, 65°, 70°, 75°, 80°, 85° of 90°	70°, 80°, 85° of 90°	70°, 80°, 85° of 90°	70°, 75°, 80°, 85° of 90°	70°, 75°, 80°, 85° of 90°	70°, 75°, 80°, 85° of 90°	70°, 80° of 85°	Vast front 70°, 80°, 85° Swing Away 70°, 80°, 85°, 90°	Vast front 70°, 80°, 85° Swing Away 70°, 80°, 85°, 90°	70° 80° of 90°	
Type rugsteun	Instelbare, neerklapbare rugsteun Instelbare hoogte 21,5 - 53 cm Instelbare hoek 80° - 101° Vaste rugsteun Vaste hoogte 12,5 - 51 cm Vaste hoek 80° - 101°	Instelbare, neerklapbare rugsteun Instelbare hoogte 21,5 - 53 cm Instelbare hoek 80° - 101°	Instelbare, neerklapbare rugsteun Instelbare hoogte 21,5 - 53 cm Instelbare hoek 80° - 101°	Instelbare, neerklapbare rugsteun Instelbare hoogte 21,5 - 53 cm Instelbare hoek 80° - 101° Vaste rugsteun Vaste hoogte 20 - 51 cm Vaste hoek 80° - 101°	Instelbare, neerklapbare rugsteun Instelbare hoogte 21,5 - 53 cm Instelbare hoek 80° - 101°	Instelbare, neerklapbare rugsteun Instelbare hoogte 21,5 - 53 cm Instelbare hoek 80° - 101°	Instelbare, neerklapbare rugsteun Instelbare hoogte 21,5 - 53 cm Instelbare hoek 80° - 101°	Instelbare, neerklapbare rugsteun Instelbare hoogte 33 - 56 cm Instelbare hoek 80° - 101° Vaste rugsteun Instelbare hoogte 21,5-53,5 cm Vaste hoek 80° - 100°	Instelbare, neerklapbare rugsteun Instelbare hoogte 28 - 52 cm Instelbare hoek 80° - 101° Vaste rugsteun Instelbare hoogte 28 - 51 cm	Instelbare, neerklapbare rugsteun Instelbare hoogte 28 - 52 cm Instelbare hoek 80° - 101° Vaste rugsteun Instelbare hoogte 28 - 51 cm	Instelbare, neerklapbare rugsteun Instelbare hoogte 21.5 - 53 cm Instelbare hoek 80° - 101°
Zwaartepuntinstelling	12,5 cm	12,5 cm	12,5 cm	57 cm	15.2 cm	15.2 cm	Vast of 9,5 cm	15.2 cm	15.2 cm	15.2 cm	
Max. gebruikersgewicht	120 kg	Standaard 120 kg Heavy Duty 158 kg	Standaard 120 kg Heavy Duty 158 kg	Standaard 120 kg Extra sterk 136 kg	Standaard 120 kg Extra sterk 136 kg	120 kg	120 kg	Standaard 120 kg Heavy Duty 158 kg	Standaard 120 kg Heavy Duty 158 kg	74 kg	